

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECES

-Escobillones con MEDIO LÍQUIDO: el medio líquido permite la realización de coprocultivo y el antígeno de Rotavirus/Adenovirus.

NO son adecuados para el estudio de parásitos (kit de recogida especial), ni para *Clostridioides difficile* (heces frescas en bote estéril).




- Extraiga el tubo del envoltorio de plástico y resérvelo tapado y de pie en una superficie plana. Mantenga el escobillón dentro del envoltorio hasta el momento de utilizarlo para recoger la muestra.



- Coloque una capa de papel higiénico sobre la pared interior del inodoro y siéntese de cara al wc para facilitar la recogida de las heces.



- Coja el escobillón dentro del envoltorio. Ponga en contacto sólo la punta del escobillón con las heces y hágalo deslizar para cubrir toda la punta. Basta con poca cantidad de muestra.



- Destape el tubo e introduzca el escobillón con la muestra hasta el fondo. Localice en el palo el punto de ruptura, acérquelo al borde del tubo y presione suavemente con el dedo hasta romperlo. Descarte la parte rota y deje dentro del tubo el escobillón con la muestra.



- Tape el tubo correctamente, agítelo suavemente durante unos segundos y consérvelo en la nevera hasta su entrega al personal sanitario.

INSTRUCCIONS PER LA RECOLLIDA DE MOSTRES DE FEMTES

-Escovillons amb MEDI LÍQUID: el medi líquid permet la realització de coprocultiu i l'antigen de Rotavirus/Adenovirus.

NO són adequats per a l'estudi de paràsits (kit de recollida especial), ni per *Clostridioides difficile* (femta fresques en pot estèril).



- Extregui el tub de l'embolcall de plàstic i reservi'l tapat i dret en una superfície plana. Mantingui l'escovilló dintre de l'embolcall fins al moment d'utilitzar-lo per a recollir la mostra.



- Col·loqui una capa de paper higiènic sobre la paret interior de l'inodor i asseguis de cara al wc per tal de facilitar la recollida de la femta.



- Agafi l'escovilló de dins de l'embolcall. Posi en contacte només la punta de l'escovilló amb la femta i faci'l lliscar per cobrir tota la punta. N'hi ha prou amb poca quantitat de mostra.



- Destapi el tub i introdueixi l'escovilló amb la mostra fins al fons. Localitzi en el pal el punt de ruptura, apropi'l a la vora del tub i pressioni suaument amb el dit fins a trencar-ho. Descarti la part trencada del pal, deixant dins del tub la resta de l'escovilló amb la mostra.



- Tapi el tub correctament, agiti'l suaument durant uns segons i conservi'l a la nevera fins al seu lliurament al personal sanitari.