


INSTRUCCIONES PARA EL ANÁLISIS DE SANGRE OCULTA EN HECES


La muestra no debe ser recogida durante la menstruación, en pacientes con hemorroides o que eliminen sangres por la orina. No permita que las heces de la muestra se mezclen con orina o agua del inodoro.

Recogida de la muestra:

- No hace falta realizar dieta previa a la obtención de la muestra.
 - No utilizar laxantes: aceite de castor, glicerol y sus derivados.
 - No utilizar fármacos con acción irritante sobre la membrana intestinal.
- 1) Coloque el papel higiénico en la taza del inodoro.
 - 2) Defeca directamente sobre el papel higiénico. Es más fácil sentándose al revés (de cara a la tapa). Evite que las heces de las que tome la muestra contacten con el agua de WC o con orina.
 - 3) Desenrosque el tapón verde con el bastón adjunto para la recogida.
 - 4) Pinche en 4 sitios distintos y rasque las heces por la superficie de forma cruzada. Los surcos del bastón deben ser totalmente cubiertos por heces.
 - 5) Coloque el tapón verde dentro del tubo y vuelva a roscarlo. No vuelva a abrirlo en ningún caso.
 - 6) Conserve el tubo en el frigorífico. Entréguelo lo antes posible, dentro del sobre adjunto, en el centro de salud con el volante de solicitud.



Importante: Una vez recogida la muestra, guardar en la nevera (2-10 °C) hasta su transporte al laboratorio en un período máximo de 2 días.




INSTRUCCIONS PER A L'ANÀLISI DE SANG OCULTA EN FEMTES

La mostra no deu ser recollida durant la menstruació, en pacients amb hemorroides o que eliminin sangs per l'orina. No permeti que la femta de la mostra es barregin amb orina o aigua del vàter.

Recollida de la mostra:

- No és necessari realitzar dieta prèvia a l'obtenció de la mostra.
 - No utilitzar laxants: oli de castor, glicerol i els seus derivats.
 - No utilitzar fàrmacs amb acció irritant sobre la membrana intestinal.
- 1) Col·loqui el paper higiènic en la tassa del vàter.
 - 2) Defequi directament sobre el paper higiènic. És més fàcil asseient-se a l'inrevés (de cara a la tapa). Eviti que la femta de les quals prengui la mostra contactin amb l'aigua de WC o amb orina.
 - 3) Descargoli el tap verd amb el bastó adjunt per a la recollida.
 - 4) Punxi en 4 llocs diferents i rasqui la femta per la superfície de forma creuada. Els solcs del bastó han de ser totalment coberts per femta.
 - 3) Col·loqui el tap verd dins del tub i torni a cargolar-ho. No torni a obrir-ho en cap cas.
 - 6) Conservi el tub en el frigorífic. Lliuri-ho al més aviat possible, dins del sobre adjunt, en el centre de salut amb el volant de sol·licitud.



Important: Una vegada recollida la mostra, guardar en la nevera (2-10 °C) fins al seu transport al laboratori en un període màxim de 2 dies.